

Irradia ALEXANDRITELASER – snabb och effektiv hårborttagning

STORA YTOR KAN BEHANDLAS PÅ KORT TID

Irradia Alexandrite är en av de snabbaste hårborttagningsinstrumenten på marknaden.

Behandlingshastigheten ligger runt 3 cm²/sekund vilket gör det möjligt att behandla en rygg på 20 minuter. Alexandritelasern har även en mycket effektiv våglängd för hårborttagning (kontakta Irradia för utförligare förklaring).

- Intuitiv att arbeta med – ingen programmering
- Flexibel optisk fiber

Väldokumenterad lasertyp för hårborttagning: Det finns många studier som visar att hårborttagning med Alexandritelaser är effektiv.

Kostnadseffektiv: Till skillnad från andra hårborttagningsystem har Irradia Alexandrite extrem låg kostnad per behandling. Gratis byte av blixtlampa de första två åren. Driftskostnad efter två år är byte av blixtlampa först efter 800 000 ljusskott. Irradia garanterar minst 800 000 ljusskott, i regel längre livslängd.

Marknadsföringshjälp: Internetpaket, marknadsföring på internet, hemsida (en eller ett par sidor med valfri text inklusive design). Kundbroschyrer m.m.

Möjlighet att uppgrada till:

- KTP-laser – borttagning av ytliga blodkärl och röda hudproblem
- Holmium-laser – Precisionskirurgi, internkirurgi m.m.



Trippel-lasern med möjlighet att uppgradera till fler lasertyper.

TEKNISK SPECIFIKATION

BASENHET

Vikt/storlek: 65 kg/100 x 71 x 37 cm

Kylning till hud: Luftkylning genom fiber för att skydda optiken från rökpartiklar

Kontrollpanel: Soft touch keyboard, microprocessor kontrollerade funktioner

Kylning: Slutet kylsystem som luftkyls, alternativ vattenkylning

Miljö: 15 C to 25 C till rumstemperatur

Elektriska data: 230 V, 16 A eller 115 V, 25 A, singel fas 50-60 Hz AC

ALEXANDRITE-LASER

Våglängd: 755 nm (rött ljus)

Pulsenergi: 10-50 Joules/cm²

Behandlingsyta: 8, 10, 12 och 15 mm diameter

Pulsrepetitionfrekvens: Vid behandlingsyta
8 mm – 4 Hz, 10mm – 3 Hz, 12mm – 2 Hz, 15 mm – 1,5 Hz

Pulsbredd: Justerbart från 3-40 ms

Guidelight: 532 nm (grön)

Probe/handstycke: Flexibel 1 mm silica fiber till handstycke, utbytbara handstycken i två modeller