

SWOT I

– IPL-instrument med tre olika handstycken

SWOT I är ett IPL-instrument med tre olika handstycken i samma instrument.

APPLIKATIONER

- Hårborttagning
- Skinrejuvenation
- Borttagning av ytliga blodkärl

Instrumentet har ett snabbt och enkelt handhavande.

Swot har även två mini IPL-instrument, Swot II och Swot IV. Dessa mini IPL-instrument är avsevärt mindre modell, endast 22 kg. Swot II levereras med ett handstycke och där det går att välja mellan fyra olika filter i handstycken. Swot IV är ett IPL instrument för hårborttagning och har speciell kylning i handstycket.

Vid köp ingår utbildning.



TEKNISK SPECIFIKATION

BASENHET

Vikt/storlek: 65 kg / 44 x 50 x 80 cm

Kontrollpanel: LCD-display med olika menyer, microprocessorkontrollerade funktioner

Elektriska data: 230 V, 10 A, enfas, 50-60 Hz AC

VÅGLÄNGDER, UTEFFEKTER OCH INSTÄLLNINGAR

Våglängd: Hårborttagning: 690nm-1200nm

Skin rejuvenation: 560 nm-1200 nm

Kärl borttagning: speciell teknologi

Energidensitet, J/cm²: 10-50 J/cm² (justerbar)

Pulsrepetitionsfrekvens: 0,5 Hz (var annan sekeund)

Pulsbredd: 5-30 ms

Behandlingsyta 35 x 15 mm²