

## SWOT II MULTI-FUNKTION MINI IPL

– fyra stycken applikationer



SWOT II är ett mini IPL-instrument med fyra stycken utbytbara filter för olika applikationer.

- Hårborttagning (utan kylning i handstycket)
- Borttagning av mindre blodkärl
- Skinrejuvination
- Akne behandling
- Instrumentet har ett snabbt och enkelt handhavande

Swot har även ett IPL-instrument i ett större utförande med kylning, Swot I, med tre olika handstycken i ett och samma instrument och ett Mini IPL instrument för hårborttagning med kylning.

Vid köp ingår utbildning.

### TEKNISK SPECIFIKATION

#### BASENHET

**Vikt/storlek:** 22 kg/28 x 32 x 48 cm

**Kontrollpanel:** LCD-display med olika menyer, microprocessorkontrollerade funktioner

**Elektriska data:** 230 V, 10 A, enfas, 50-60 Hz AC

#### VÅGLÄNGDER, UTEFFEKTER OCH INSTÄLLNINGAR

**Våglängd:** 690 nm-1200 nm

**Energidensitet, J/cm<sup>2</sup>:** 5-35 J/cm<sup>2</sup> (justerbar)

**Pulsrepetitionsfrekvens:** 0,33 Hz (var tredje sekeund)

**Pulsbredd:** 2-10 ms

**Behandlingsyta** 50 x 10 mm<sup>2</sup>