

SWOT IV

– Cooling IPL for hair removal



SWOT IV är ett mini IPL-instrument för hårborttagning med speciell kylning i handstycket.

- Swot IV passar även för skin rejuvenation
- Instrumentet har ett snabbt och enkelt handhavande
- Swot har även ett IPL-instrument i ett större utförande, Swot I, med tre olika handstycken i ett och samma instrument

Vid köp ingår utbildning

TEKNISK SPECIFIKATION

BASENHET

Vikt/storlek: 22 kg/28 x 32 x 48 cm

kontrollpanel: LCD-display med olika menyer, microprocessorkontrollerade funktioner

Elektriska data: 230 V, 10 A, enfas, 50-60 Hz AC

VÅGLÄNGDER, UTEFFEKTER OCH INSTÄLLNINGAR

Våglängd: 550 nm-1200 nm

Energidensitet, J/cm²: 5-35 J/cm² (justerbar)

Pulsrepetitionsfrekvens: 0,33 Hz (var tredje sekeund)

Pulsbredd: 2-10 ms

Behandlingsyta: 35 x 15 mm²